

## 微信端使用仪器说明

微信端目前提供使用微信开关仪器并填写使用反馈的功能，使用前首先要关注微信公众账号“仪器控”，完成关注后进入仪器管理平台个人页面进行账号绑定，绑定成功后可到仪器现场扫码二维码牌进行仪器开关使用。

### 一.关注

(1)用户通过微信直接搜索“仪器控”对微信公众账号进行关注;



(2)用户也可通过扫描二维码对公众账号进行关注;



### 二.绑定

(1)用户登陆仪器管理系统;



(2)在个人页面选择绑定微信按钮;



(3)使用微信扫描二维码进行账号与微信的绑定;



### 三.使用仪器

(1)用户在仪器管理系统预约仪器后，到实验室可用微信扫描仪器旁摆放的二维码牌；



(2)在手机界面会显示使用仪器界面，确认仪器信息后可点击“使用仪器”按钮开启仪器，对于在本台仪器预约时间内的用户，可打开仪器进行使用；



(3) 用户使用完仪器再次使用微信扫描仪器旁二维码牌（操作同三\_(1)）;

(4) 微信端会显示关闭仪器界面，确认仪器信息后可点击“关闭仪器”按钮关闭仪器，对于在本台仪器预约时间内的用户，可关闭仪器；



(5) 关闭仪器后在手机界面会显示提交信息界面，用户需要填写仪器使用反馈信息；



